

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0006**

FABRICAÇÃO: **01/2022**

VALIDADE: **01/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0006

Val: 2024/01

CE

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	43,20	36,70	-	49,70	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	156,30	132,80	-	179,80	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	73,40	62,40	-	84,40	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	20,40	17,30	-	23,50	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	68,30	58,00	-	78,60	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	130,70	111,10	-	150,30	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	607,60	516,50	-	698,70	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	88,50	75,20	-	101,80	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	14,90	12,70	-	17,10	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	3,60	3,00	-	4,20	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	135,50	115,20	-	155,80	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/02/2022

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

CE

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br