

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0008**

FABRICAÇÃO: **07/2022**

VALIDADE: **07/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0008

Val: 2024/07

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	40,50	34,40	-	46,60	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	141,50	120,30	-	162,70	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	79,70	67,70	-	91,70	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	21,90	18,60	-	25,20	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	66,70	56,70	-	76,70	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	134,80	114,60	-	155,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	634,70	539,50	-	729,90	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	87,40	74,30	-	100,50	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	16,50	14,00	-	19,00	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	4,10	3,40	-	4,80	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	138,90	118,10	-	159,70	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/08/2022

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade