

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0009**

FABRICAÇÃO: **03/2023**

VALIDADE: **03/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0009

Val: 2025/03

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	43,90	37,30	-	50,50	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	151,60	128,70	-	174,50	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	71,80	61,00	-	82,60	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	18,90	16,00	-	21,80	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	66,30	56,30	-	76,30	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	136,60	116,10	-	157,10	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	662,90	563,40	-	762,40	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	77,80	66,10	-	89,50	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	14,10	11,90	-	16,30	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	3,50	2,90	-	4,10	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	136,90	116,30	-	157,50	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/03/2023

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade