

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0011**

FABRICAÇÃO: **02/2024**

VALIDADE: **02/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0011

Val: 2026/02

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	43,60	37,10	-	50,10	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	152,50	129,60	-	175,40	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	72,80	61,90	-	83,70	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	19,20	16,30	-	22,10	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	69,70	55,80	-	83,60	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	134,70	114,40	-	155,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	651,00	553,30	-	748,70	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	76,00	64,60	-	87,40	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	14,00	11,90	-	16,10	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	3,55	3,00	-	4,10	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	135,00	114,70	-	155,30	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/02/2024

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade