

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0012**

FABRICAÇÃO: **04/2024**

VALIDADE: **04/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0012

Val: 2026/04

| Analito                          | Metodologia   | Valor  | Intervalo (1DP) |   |        | Unidade |
|----------------------------------|---------------|--------|-----------------|---|--------|---------|
| ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA       | TURBIDIMETRIA | 46,30  | 39,40           | - | 53,20  | mg/dL   |
| ANTI ESTREPTOLISINA O            | TURBIDIMETRIA | 179,70 | 152,70          | - | 206,70 | UI/mL   |
| COMPLEMENTO C3                   | TURBIDIMETRIA | 67,60  | 57,50           | - | 77,70  | mg/dL   |
| COMPLEMENTO C4                   | TURBIDIMETRIA | 18,80  | 16,00           | - | 21,60  | mg/dL   |
| FATOR REUMATÓIDE                 | TURBIDIMETRIA | 75,70  | 64,30           | - | 87,10  | UI/mL   |
| IMUNOGLOBULINA A                 | TURBIDIMETRIA | 152,60 | 129,70          | - | 175,50 | mg/dL   |
| IMUNOGLOBULINA G                 | TURBIDIMETRIA | 588,40 | 500,10          | - | 676,70 | mg/dL   |
| IMUNOGLOBULINA M                 | TURBIDIMETRIA | 103,20 | 87,70           | - | 118,70 | mg/dL   |
| PROTEÍNA C REATIVA               | TURBIDIMETRIA | 14,30  | 12,10           | - | 16,50  | mg/L    |
| PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL | TURBIDIMETRIA | 3,60   | 3,00            | - | 4,20   | mg/L    |
| TRANSFERRINA                     | TURBIDIMETRIA | 111,90 | 95,10           | - | 128,70 | mg/dL   |

\* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/04/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade