

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0013**

FABRICAÇÃO: **04/2024**

VALIDADE: **04/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0013

Val: 2026/04

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	46,30	39,40	-	53,20	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	177,40	150,80	-	204,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	67,00	56,90	-	77,10	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	18,80	16,00	-	21,60	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	75,50	64,20	-	86,80	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	151,40	128,70	-	174,10	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	584,30	496,70	-	671,90	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	103,00	87,50	-	118,50	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	14,30	12,10	-	16,50	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	3,60	3,00	-	4,20	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	111,00	94,30	-	127,70	mg/dL

\* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/04/2024

*Barbara Cristina Goncalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade