

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0014**

FABRICAÇÃO: **09/2024**

VALIDADE: **09/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 1 LOTE 0014

Val: 2026/09

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	44,10	37,20	-	51,00	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	134,60	114,20	-	155,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	70,30	59,80	-	80,80	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	20,20	17,20	-	23,20	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	70,90	60,30	-	81,50	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	149,30	126,90	-	171,70	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	684,20	581,60	-	786,80	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	82,30	70,00	-	94,60	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	17,00	14,00	-	20,00	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	4,30	3,60	-	5,00	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	128,50	109,20	-	147,80	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/10/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade