



Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **MULTICONTROL 1**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K246**

LOTE: **0015**

FABRICAÇÃO: **11/2024**

VALIDADE: **11/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE



MULTICONTROL 1 LOTE 0015

Val: 2026/11

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	45,50	38,50	-	52,50	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	152,80	129,60	-	176,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	75,80	64,10	-	87,50	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	19,00	16,00	-	22,00	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	63,90	51,80	-	76,00	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	127,10	108,00	-	146,20	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	615,40	522,80	-	708,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	87,30	74,10	-	100,50	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	14,00	11,90	-	16,10	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	3,50	2,80	-	4,20	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	122,50	104,00	-	141,00	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/11/2024

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br