

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247-1**

LOTE: **0005**

FABRICAÇÃO: **07/2022**

VALIDADE: **07/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0005

Val: 2024/07

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	86,30	73,40	-	99,20	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	282,00	239,70	-	324,30	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	143,10	121,60	-	164,60	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	39,30	33,40	-	45,20	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	101,70	86,40	-	117,00	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	252,80	214,80	-	290,80	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.106,60	940,60	-	1.272,60	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	178,40	151,60	-	205,20	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	31,90	27,10	-	36,70	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	8,00	6,70	-	9,30	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	265,60	225,80	-	305,40	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade