

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247-1**

LOTE: **0006**

FABRICAÇÃO: **07/2022**

VALIDADE: **07/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0006

Val: 2024/07

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	80,70	68,59	-	92,80	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	305,40	259,60	-	351,20	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	153,70	130,60	-	176,80	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	41,40	35,20	-	47,60	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	110,80	94,20	-	127,40	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	255,80	217,40	-	294,20	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.152,30	979,50	-	1.325,10	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	174,50	148,30	-	200,70	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	35,30	30,00	-	40,60	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	8,70	7,40	-	10,00	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	272,80	231,90	-	313,70	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade