

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247-1**

LOTE: **0007**

FABRICAÇÃO: **07/2022**

VALIDADE: **07/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0007

Val: 2024/07

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	81,90	69,60	-	94,20	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	309,60	263,20	-	356,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	154,90	131,70	-	178,10	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	41,70	35,40	-	48,00	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	110,70	94,09	-	127,30	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	259,20	220,30	-	298,10	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.164,70	990,00	-	1.339,40	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	177,00	150,40	-	203,60	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	35,60	30,20	-	41,00	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	8,90	7,60	-	10,20	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	274,60	233,40	-	315,80	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade