

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247**

LOTE: **0008**

FABRICAÇÃO: **03/2023**

VALIDADE: **03/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0008

Val: 2025/03

| Analito                           | Metodologia   | Valor    | Intervalo (1DP) |   |          | Unidade |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|---|----------|---------|
| ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA        | TURBIDIMETRIA | 87,90    | 74,70           | - | 101,10   | mg/dL   |
| ANTI ESTREPTOLISINA O             | TURBIDIMETRIA | 324,90   | 276,20          | - | 373,60   | UI/mL   |
| COMPLEMENTO C3                    | TURBIDIMETRIA | 148,40   | 126,10          | - | 170,70   | mg/dL   |
| COMPLEMENTO C4                    | TURBIDIMETRIA | 39,50    | 33,57           | - | 45,42    | mg/dL   |
| FATOR REUMATÓIDE                  | TURBIDIMETRIA | 107,50   | 91,38           | - | 123,62   | UI/mL   |
| IMUNOGLOBULINA A                  | TURBIDIMETRIA | 272,90   | 231,96          | - | 313,83   | mg/dL   |
| IMUNOGLOBULINA G                  | TURBIDIMETRIA | 1.270,60 | 1.080,01        | - | 1.461,19 | mg/dL   |
| IMUNOGLOBULINA M                  | TURBIDIMETRIA | 161,60   | 137,36          | - | 185,84   | mg/dL   |
| PROTEÍNA C REATIVA                | TURBIDIMETRIA | 30,90    | 26,26           | - | 35,53    | mg/L    |
| PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL | TURBIDIMETRIA | 7,70     | 6,54            | - | 8,85     | mg/L    |
| TRANSFERRINA                      | TURBIDIMETRIA | 282,00   | 239,70          | - | 324,30   | mg/dL   |

\* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/03/2023

*Bárbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade