

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247**

LOTE: **0009**

FABRICAÇÃO: **08/2023**

VALIDADE: **08/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0009

Val: 2025/08

| Analito                          | Metodologia   | Valor    | Intervalo (1DP) |   |          | Unidade |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------|---|----------|---------|
| ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA       | TURBIDIMETRIA | 84,80    | 72,00           | - | 97,60    | mg/dL   |
| ANTI ESTREPTOLISINA O            | TURBIDIMETRIA | 328,60   | 279,30          | - | 377,90   | UI/mL   |
| COMPLEMENTO C3                   | TURBIDIMETRIA | 153,10   | 130,10          | - | 176,10   | mg/dL   |
| COMPLEMENTO C4                   | TURBIDIMETRIA | 39,90    | 33,90           | - | 45,90    | mg/dL   |
| FATOR REUMATÓIDE                 | TURBIDIMETRIA | 106,80   | 90,70           | - | 122,90   | UI/mL   |
| IMUNOGLOBULINA A                 | TURBIDIMETRIA | 270,30   | 229,70          | - | 310,90   | mg/dL   |
| IMUNOGLOBULINA G                 | TURBIDIMETRIA | 1.211,30 | 1.029,61        | - | 1.392,99 | mg/dL   |
| IMUNOGLOBULINA M                 | TURBIDIMETRIA | 159,00   | 135,10          | - | 182,90   | mg/dL   |
| PROTEÍNA C REATIVA               | TURBIDIMETRIA | 32,20    | 27,40           | - | 37,00    | mg/L    |
| PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL | TURBIDIMETRIA | 7,60     | 6,40            | - | 8,80     | mg/L    |
| TRANSFERRINA                     | TURBIDIMETRIA | 335,00   | 284,70          | - | 385,30   | mg/dL   |

\* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/08/2023

*Barbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade