

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247**

LOTE: **0010**

FABRICAÇÃO: **02/2024**

VALIDADE: **02/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0010

Val: 2026/02

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	84,40	71,70	-	97,10	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	324,00	275,40	-	372,60	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	151,50	128,80	-	174,20	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	40,30	34,30	-	46,30	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	112,20	89,80	-	134,60	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	269,40	229,00	-	309,80	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.223,60	1.040,10	-	1.407,10	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	157,30	133,60	-	181,00	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	32,00	27,20	-	36,80	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	7,60	6,40	-	8,80	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	282,10	239,80	-	324,40	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/02/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade