

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247**

LOTE: **0011**

FABRICAÇÃO: **03/2024**

VALIDADE: **03/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0011

Val: 2026/03

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)		Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	87,10	74,00	- 100,20	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	327,10	278,00	- 376,20	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	153,90	130,80	- 177,00	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	40,20	34,20	- 46,20	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	111,00	94,30	- 127,70	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	274,40	233,20	- 315,60	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.228,60	1.044,30	- 1.412,90	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	160,60	136,50	- 184,70	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	31,30	26,60	- 36,00	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	7,50	6,30	- 8,70	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	285,30	242,50	- 328,10	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/04/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade