

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247**

LOTE: **0012**

FABRICAÇÃO: **04/2024**

VALIDADE: **04/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

MULTICONTROL 2 LOTE 0012

Val: 2026/04

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	88,70	75,39	-	102,00	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	305,90	260,00	-	351,80	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	134,90	114,70	-	155,10	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	37,90	32,20	-	43,60	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	122,10	103,80	-	140,40	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	290,60	247,00	-	334,20	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.054,30	896,20	-	1.212,40	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	196,40	166,90	-	225,90	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	30,90	26,30	-	35,50	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	7,50	6,40	-	8,60	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	227,80	193,60	-	262,00	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/04/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade