



Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **MULTICONTROL 2**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K247**

LOTE: **0013**

FABRICAÇÃO: **11/2024**

VALIDADE: **11/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360340**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE



MULTICONTROL 2 LOTE 0013

Val: 2026/11

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)			Unidade
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	TURBIDIMETRIA	88,90	75,30	-	102,50	mg/dL
ANTI ESTREPTOLISINA O	TURBIDIMETRIA	338,20	287,40	-	389,00	UI/mL
COMPLEMENTO C3	TURBIDIMETRIA	148,70	126,40	-	171,00	mg/dL
COMPLEMENTO C4	TURBIDIMETRIA	37,70	31,90	-	43,50	mg/dL
FATOR REUMATÓIDE	TURBIDIMETRIA	90,40	76,80	-	104,00	UI/mL
IMUNOGLOBULINA A	TURBIDIMETRIA	242,60	206,20	-	279,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA G	TURBIDIMETRIA	1.085,80	922,60	-	1.249,00	mg/dL
IMUNOGLOBULINA M	TURBIDIMETRIA	169,70	143,90	-	195,50	mg/dL
PROTEÍNA C REATIVA	TURBIDIMETRIA	29,20	24,40	-	34,00	mg/L
PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL	TURBIDIMETRIA	7,30	6,10	-	8,50	mg/L
TRANSFERRINA	TURBIDIMETRIA	241,40	205,00	-	277,80	mg/dL

* PROTEÍNA C REATIVA ULTRASENSÍVEL: Diluir uma parte do Multicontrol com 3 partes de água deionizada ou destilada.

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/11/2024

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br