

Certificado de Análise Controle da Qualidade

PRODUTO: **ÁGUA PURIFICADA**

F003

LOTE: **0031**

FABRICAÇÃO: **06/2020**

VALIDADE: **12/2021**

REGISTRO NA ANVISA: Reagentes Farmacopéicos. Isentos de Registro na ANVISA

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Reagentes	Composição	Especificações	Resultados	Referências Bibliográficas
Nº1-Indicador	Solução de vermelho de fenol.	Líquido límpido de coloração vermelha a alaranjada. Faixa de viragem de pH:6,8-8,4; passa de amarelo a vermelho.	De acordo	1 e 2
Nº2-Reagente Alcalino	Solução de hidróxido de sódio 0,01M.	Líquido límpido e incolor.	De acordo	1 e 3
Nº3-Reagente Ácido	Solução de ácido clorídrico 0,01M.	Líquido límpido e incolor.	De acordo	1 e 3
Nº4-Reagente para análise de substâncias oxidáveis I	Solução de ácido sulfúrico M.	Líquido límpido e incolor. Corrosivo.	De acordo	1 e 3
Nº5-Reagente para análise de substâncias oxidáveis II	Solução de permanganato de potássio 0,02M.	Líquido límpido e de coloração violeta. Descora-se na presença de substâncias oxidáveis, em meio ácido e em ebulição.	De acordo	1 e 3

Referências bibliográficas: 1= Farmacopéia 6ª ed., 2019 V2 Monografia de Água Purificada. 2 = Index Merk 11ª ed., 1989; 3= Fabricante.

DATA: 06/07/2020

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br