

PRODUTO: **ÁGUA PURIFICADA**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **F003**

LOTE: **0042**

FABRICAÇÃO: **01/2026**

VALIDADE: **07/2027**

REGISTRO NA ANVISA: Reagentes Farmacopéicos. Isentos de Registro na ANVISA

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Reagentes	Composição	Especificações	Resultados	Referências Bibliográficas
Nº1-Indicador	Solução de vermelho de fenol.	Líquido límpido de coloração vermelha a alaranjada. Faixa de viragem de pH:6,8-8,4; passa de amarelo a vermelho.	De acordo	1 e 2
Nº2-Reagente Alcalino	Solução de hidróxido de sódio 0,01M.	Líquido límpido e incolor.	De acordo	1 e 3
Nº3-Reagente Ácido	Solução de ácido clorídrico 0,01M.	Líquido límpido e incolor.	De acordo	1 e 3
Nº4-Reagente para análise de substâncias oxidáveis I	Solução de ácido sulfúrico M.	Líquido límpido e incolor. Corrosivo.	De acordo	1 e 3
Nº5-Reagente para análise de substâncias oxidáveis II	Solução de permanganato de potássio 0,02M.	Líquido límpido e de coloração violeta. Descora-se na presença de substâncias oxidáveis, em meio ácido e em ebulição.	De acordo	1 e 3

Referências bibliográficas: 1= Farmacopéia 6ª ed., 2019 V2 Monografia de Água Purificada. 2 = Index Merk 11ª ed., 1989; 3= Fabricante.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/01/2026

*Barbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de Assessoria ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92 Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130 tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br