

PRODUTO: **BIOCAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K072**

LOTE: **0062**

FABRICAÇÃO: **06/2024**

VALIDADE: **06/2026**


REGISTRO NA ANVISA: **10269360123**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCAL LOTE 0062	Val:	2026/06	Português
Análito	Metodologia	Valor		Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	4,70		mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	4,90		g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	158,00		U/L - 37°C
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,23		mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	3,92		mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	10,60		mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	230,00		µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC	71,00		U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	219,00		U/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	44,00		mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	190,00		mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	49,00		mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	61,00		mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	8.589,00		U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ	5,37		mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	4,26		mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	305,00		U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	187,00		µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	367,00		U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	3,90		mg/dL
GAMA GT	SZASZ IFCC	89,00		U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	109,00		mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	29,90		mg/dL
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	101,00		U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,20		mg/dL
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	7,60		g/dL
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	86,00		U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	99,00		U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	250,00		mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	48,00		mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/07/2024


Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade